

INSTRUCCIONES DE MANEJO / HANDLING INSTRUCTIONS

USUARIO / USER: _____

CONTACTO / PHONE: [+34] _____

1. MODO MANUAL (PUNTO MUERTO) / FREEWHEEL MODE

Para empujar la silla: Mueva las palancas a la posición: [] ARRIBA / UP [] ABAJO / DOWN

To push manually: Move the motor levers to the: [] UP [] DOWN position.

2. ☐ BATERÍA / BATTERY INFO

TIPO / TYPE: [] LITIO (Lithium) [] GEL/AGM (Non-spillable)

ESTADO / STATUS: [] DESCONECTADA / DISCONNECTED

CAPACIDAD / CAPACITY: [] _____Wh [] _____Ah

3. JOYSTICK / CONTROL

[] RETIRADO: El mando viaja con el pasajero en cabina. / Control unit is with the passenger.

[] PROTEGIDO: NO colocar peso sobre el mando. / Fragile! Do not place weight on it.

4. ANCLAJE / TIE-DOWN POINTS

Sujetar la silla SOLAMENTE por el chasis principal. Puntos marcados con cinta.

Secure the chair ONLY by the main frame. Points marked with tape.

MANEJAR CON CUIDADO. DISPOSITIVO MÉDICO ESENCIAL.

PLEASE HANDLE WITH CARE. ESSENTIAL MEDICAL DEVICE.

